Bapuahm 3 H D2 A H H H H

Геометрия

- 1. Детектор жидкий Хе, Н=200мм, D1=10мм, D2=120мм (на рисунке показан разрез)
- 2. Источник плоский, L=150мм (прорисовать физический объем)

Источник:

- 1. Гамма, равномерная смесь Cs137 (662кэВ), Co60 (1173 и 1332 кэВ), Ва133 (122 кэВ), Na22 (511 кэВ).
- 2. Направление на детектор (равномерное угловое распределение)

Задание:

- 1. Построить энергетический спектр зарегистрированного детектором гамма-излучения.
- 2. Установить разницу потенциалов 5кВ между поверхностями А и В. Образующиеся вторичные электроны должны ускоряться к центру камеры. Построить энергетический спектр ускоренных электронов, достигших поверхности В. Энергию электронов от одного события (event) суммировать.